

nulatex[®]

PROBE COVER

BAO ĐẦU DÒ SIÊU ÂM PHỤ KHOA

Số công bố: 240001528/PCBB-HCM



nulatex[®]

Nulutex Sdn Bhd là một công ty sản xuất các sản phẩm cao su y tế tại Malaysia.

Thành lập từ năm 2004, Nulutex Sdn Bhd đã sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm cao su chất lượng cao đến hơn 60 quốc gia trên thế giới. Nhà máy được đặt gần các vùng nguyên liệu thô từ cao su tự nhiên, chúng tôi mang đến khách hàng chất lượng sản phẩm tuyệt vời với giá hợp lý.

Nhà phân phối chính thức các sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam:
CÔNG TY TNHH MEDVITEK

Lot 1870, 4th Mile, Jalan Mengkibol,
86000 Kluang, Johor, Malaysia.

+607 777 1801

info@nulutex.com

+607 777 1805

www.nulutex.com

@feelbynulutex

@feelbynulutex

Nulutex Sdn Bhd

Bao đầu dò siêu âm phụ khoa Nulatex được sản xuất bằng cao su tự nhiên có chất lượng tốt nhất. Phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 4074, ISO 13485. Phù hợp sử dụng để bao bọc đầu dò siêu âm khi siêu âm phụ khoa/trực tràng



BAO ĐẦU DÒ SIÊU ÂM G (TIỆT TRÙNG)

Được đóng gói trong bao riêng lẻ.

Sử dụng 1 lần, không dầu bôi trơn, tiệt trùng bằng tia Gamma

Đường kính : 28mm / 34mm

Chiều dài : 200 ± 5mm

Bề rộng : 40 ± 2mm / 53mm ± 2mm

Độ dày : 0.056 - 0.065mm / 0.066 - 0.075mm



BAO ĐẦU DÒ SIÊU ÂM (KHÔNG TIỆT TRÙNG)

Được đóng gói trong bao riêng lẻ.

Sử dụng 1 lần, không dầu bôi trơn (có thể chọn lựa loại có dầu bôi trơn)

Số đăng ký MMDA: GA2997320-43686

Đường kính : 28mm / 34mm

Chiều dài : 200 ± 5mm

Bề rộng : 40 ± 2mm / 53mm ± 2mm

Độ dày : 0.056 - 0.065mm / 0.066 - 0.075mm



BAO ĐẦU DÒ SIÊU ÂM TRONG GÓI LỚN (KHÔNG TIỆT TRÙNG)

Được bọc trong gói lớn, đã được kiểm tra và cuộn lại

Sử dụng một lần, không dầu bôi trơn

Số đăng ký MMDA: GA2997320-43686

Đường kính : 28mm / 34mm

Chiều dài : 200 ± 5mm

Bề Rộng : 40 ± 2mm / 53mm ± 2mm

Độ dày : 0.056 - 0.065mm / 0.066 - 0.075mm

