



MÁY ĐIỆN TỬ TRƯỜNG

HIGH ENERGY INDUCTIVE THERAPY
PHYSIOTHERAPY - SPORT INJURY - BLOOD CIRCULATION



PM-ST PRO



WE PROVIDE BEST ELECTROMAGNETIC THERAPY

Đầu áp từ sử dụng cuộn dây để tạo ra trường xung điện từ và truyền các xung trường cường độ cao vào các mô cơ thể, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục các chấn thương thể thao, giảm đau mãn tính và điều trị các bệnh thoái hóa khớp




STANDARD APPLICATOR

Point applicator



OPTIONAL APPLICATOR

muscle applicator



STANDARD APPLICATOR

joint applicator



ĐẦU ÁP TỪ POINT
4 TESLA



ĐẦU ÁP TỪ JOINT
5 TESLA



ĐẦU ÁP TỪ MUSCLE
7 TESLA

CÁC VỊ TRÍ ÁP DỤNG

01

Đầu áp từ Point - 4 Tesla

Các điểm chèn ép, điểm đau, khu vực điều trị nhỏ

02

Đầu áp từ Joint - 5 Tesla

Khuỷu tay, đầu gối, cổ tay, mắt cá chân, vai, bàn chân

03

Đầu áp từ Muscle - 7 Tesla

Lưng, háng, bụng, đùi

04

Đầu phát Laser lạnh

Bước sóng: 808nm/605nm



ĐẦU PHÁT LASER LẠNH (CHỌN THÊM)

Các bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu và các chuyên gia y tế sử dụng liệu pháp laser lạnh theo nhiều cách khác nhau. Mục đích chính của liệu pháp laser lạnh là sửa chữa mô và giảm đau, viêm. Liệu pháp này thường được sử dụng trong y học thể thao và thực hành vật lý trị liệu để điều trị các chấn thương nhỏ và căng giãn, như:

- Căng cơ
- Viêm gân
- Đau cổ
- Viêm bao hoạt dịch
- Hội chứng khuỷu tay quần vợt
- Bong gân dây chằng
- Đau lưng dưới
- Đau đầu gối
- Đau liên quan đến cơ thắt cơ



Hotline: 09 333 90 997



welcome@medvitek.com



www.mevitek.com



ỨNG DỤNG

✓ Đầu áp từ Point - 4 Tesla

Được thiết kế để giải phóng căn cơ và trị liệu điểm kích hoạt, mang lại hiệu quả giảm đau và cải thiện lưu thông máu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với da.

✓ Đầu áp từ Joint - 5 Tesla

Nhắm chính xác vào các khớp và điều trị tại chỗ có thể giúp giảm đau khớp, giảm viêm khớp và thúc đẩy phục hồi chức năng khớp.


✓ Đầu áp từ Muscle - 7 Tesla

Được thiết kế để nhắm vào các vùng cơ khác nhau, giúp giảm đau nhức cơ, tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và giảm căng thẳng.





MAGNETO



*Lựa chọn đầu phát đa dạng
Dễ dàng thay thế qua lại*



*Màn hình cảm ứng 10.4 inch
Gói phần mềm chuyên dụng
Giao diện dễ sử dụng*



*Cánh tay đỡ đầu phát
được thiết kế công thái
học với nhiều bậc tự do di
chuyển đa góc, đa hướng
và chế độ rãnh tay.*



*Hệ thống làm mát
Không sử dụng vật tư tiêu
hao. Đảm bảo thiết bị hoạt
động lâu dài. Đảm bảo hiệu
suất vận hành ổn định*

ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG



Hãy gọi ngay cho chúng tôi
Hotline: 09 333 90 997

Hoặc truy cập website
www.medvitek.com

